

Tarefa: Técnica de empacotamento tipo envelope**Executante:** Técnico de enfermagem**Frequência:** Quando necessário

Revisão:

Nº 04 18/01/2021

Análise Crítica:

Data:

Assinatura:

Aprovado:

Data:

Assinatura:

Resultado Esperado:

Garantir abertura de pacote com técnica asséptica.

Recursos Necessários:

1. Campo duplo de algodão ou Manta (SMS);
2. Material a ser empacotado;
3. Fita adesiva;
4. Fita indicadora de processo.
5. Máscara descartável.

Atividades:

1. Higienizar as mãos;
2. Posicionar o material diagonalmente no centro da embalagem;
3. Dobrar a ponta voltada para o funcionário, levando-a até o centro do pacote, cobrindo o material e realizando uma dobra na ponta;
4. Trazer uma das laterais até o centro do pacote, deixando uma dobra na ponta;
5. Realizar o mesmo procedimento na outra lateral, de modo que as duas cubram o artigo;
6. Completar o pacote, levando a quarta e última ponta até o centro do pacote;
7. Fechar com fita adesiva envolvendo todo o pacote e coloque um pedaço de fita indicadora de processo em cima de mais ou menos de 05 cm;
- 8.. Identifique o conteúdo do pacote para esterilização anotando: a descrição do conteúdo, data do empacotamento, data da validade, nome do preparador.
9. Deixar o ambiente em ordem;
10. Higienizar as mãos.

Cuidados Especiais:

1. Os campos de algodão devem ser lavados antes do 1º uso para remoção do excesso de goma que dificulta a penetração do vapor
2. A reesterilização do artigo deve ocorrer após término da validade da esterilização e com a troca da embalagem;
3. O tamanho do campo deve ser adequado ao tamanho da bandeja ou caixa.
4. Panos com furos ou cerzidos não servem como embalagem, pois reduzem a eficiência da barreira microbiana, devem ser devolvidos à lavanderia.

Referências Bibliográficas: · Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Kazuko Uchikawa Graziano, Arlete Silva e Eliane Molina Psaltikidis. Barueri, SP: Manole, 2011.
· Práticas Recomendadas SOBECC, 5ª edição, 2009.**Responsável pela revisão:** Coordenação de Enfermagem

Carimbo e assinatura: